

# Askina® Soft steril

## Hypoallergener Wundverband



### Askina® Soft steril

- › Elastischer Wundverband aus atmungsaktivem Vliesstoff, paßt sich den Körperkonturen an
- › Nichthaftende Askina® Pad-Wundauflage ermöglicht schmerzarmen Verbandwechsel und eine extrem hohe Saugfähigkeit
- › Sichere Fixierung durch hautfreundlichen Acrylatkleber

### Indikationen

- › Für alle Arten der sanften Wundabdeckung

Askina® Soft steril	Abmessung	VE	PZN	REF
	7,5 x 5 cm	50 Stück	8711137	9086480
	9 x 5 cm	50 Stück	6645896	9086501
	9 x 10 cm	50 Stück	6645904	9086510
	9 x 15 cm	40 Stück	6645910	9086528
	9 x 20 cm	30 Stück	6645927	9086536
	9 x 25 cm	30 Stück	6645933	9086544
	9 x 30 cm	30 Stück	6645956	9086552

