

## DATENBLATT

### HIV-Selbsttest

Art.-Nr.: C3 1014



Schnelltest für den präzisen, qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen HIV-1 und HIV-2 aus humanen Vollblutproben aus der Fingerbeere. Alle notwendigen Testkomponenten sind in der Packung enthalten. Der Test ist empfohlen durch die Deutsche Aidshilfe und erkennt HIV Infektionen bis zu 2 Wochen früher als führende Marken.

Packungsinhalt: Beutel mit Testvorrichtung, Probenverdünner, Farmentwickler, Klärlösung, sterile Einweglanzette, Heftpflaster, Ressourcenkarte, Gebrauchsanweisung

Mit integrierter zuverlässiger Human IgG-Kontrolle

Schnell durchführbar ohne weiteres Laborzubehör. Keine Kontamination mit anderen Testen möglich.

Sensitivität: 100 %

Spezifität: 99,5 - 99,8 %

Auswertung innerhalb von 60 Sekunden.

Lagerung bei 2 – 30 °C, nicht einfrieren.

**Schwarz & Schwarz GmbH**  
Mühlweg 2b  
82054 Sauerlach  
Deutschland  
Telefon: +49 89 55898951  
Telefax:  
E-Mail: info@medicus-solutions.de

## DATENBLATT

### HIV-Selbsttest

Art.-Nr.: C3 1014

Typ	REF	VE
HIV-Selbsttest für den privaten Gebrauch	C3 1014	1 Test

**Schwarz & Schwarz GmbH**

Mühlweg 2b

82054 Sauerlach

Deutschland

Telefon: +49 89 55898951

Telefax:

E-Mail: info@medicus-solutions.de

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

**Persönliche Angabe:**

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Vorname: Nachname: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Hiermit bestelle ich verbindlich:**

Stempel / Adresse

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.medicus-solutions.de/agb/>