

DATENBLATT

Cleartest Gono

Art.-Nr.: C3 1520105



IMMUNOCHROMATOGRAPHISCHER SCHNELLTEST

Für den qualitativen Nachweis von *Neisseria gonorrhoeae* Antigenen in Zervixabstrichen bei Frauen und Harnröhrenabstrichen bei Männern.

Nur für die professionelle In-vitro-Diagnostik.

Auswertung nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Nur für medizinisches Fachpersonal

Schnellinfo



ABSTRICHE



NACH 10 MIN

Schwarz & Schwarz GmbH
Mühlweg 2b
82054 Sauerlach
Deutschland
Telefon: +49 89 55898951
Telefax:
E-Mail: info@medicus-solutions.de

DATENBLATT

Cleartest Gono

Art.-Nr.: C3 1520105

Typ	PZN	REF	VE
Gono	09897090	C3 1520105	5 Teste
Gono	04955517	C3 1520110	10 Teste
Gono	04955546	C3 15201	25 Teste

Schwarz & Schwarz GmbH

Mühlweg 2b

82054 Sauerlach

Deutschland

Telefon: +49 89 55898951

Telefax:

E-Mail: info@medicus-solutions.de

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.medicus-solutions.de/agb/>