

Schwarz & Schwarz GmbH

Mühlweg 2b

82054 Sauerlach

Deutschland

Telefon: +49 89 55898951

Telefax:

E-Mail: info@medicus-solutions.de

DATENBLATT

ABON Chlamydia Test

Art.-Nr.: C3 9050



ABON Chlamydia ist ein chromatographischer Immuno-Schnelltest für den qualitativen Nachweis von Chlamydia trachomatis Antigen aus Zervix-Abstrichen bei Frauen, sowie Urethral-Abstrichen oder Urinproben bei Männern. Der Test unterstützt bei der Diagnose von Chlamydien-Infektionen und liefert mit einer einfachen Testdurchführung (keine Heizstation notwendig) Ergebnisse innerhalb von 10 Minuten.

Schwarz & Schwarz GmbH
Mühlweg 2b
82054 Sauerlach
Deutschland
Telefon: +49 89 55898951
Telefax:
E-Mail: info@medicus-solutions.de

DATENBLATT

ABON Chlamydia Test

Art.-Nr.: C3 9050

Typ	REF	VE
ABON Chlamydia Test, inkl. Abstrichtupfer	C3 9050	20 Teste

Schwarz & Schwarz GmbH

Mühlweg 2b

82054 Sauerlach

Deutschland

Telefon: +49 89 55898951

Telefax:

E-Mail: info@medicus-solutions.de

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.medicus-solutions.de/agb/>