


Sterican® Einmalkanülen

Standardkanülenprogramm

Praxisgerecht in allen Details

- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
- Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff)
- Latex-frei/PVC-frei
- Einzel steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20 praktischen 5er-Kanülen-Blocks



Sterican® Einmalkanülen nach EN ISO 7864 und DIN 13097	Größe [Pravaz]	Gauge x Länge ["]
	1	■ 20 G x 1 1/2
	2	■ 21 G x 1 1/2
	12	■ 22 G x 1 1/4
	14	■ 23 G x 1 1/4
	16	■ 23 G x 1
	17	■ 24 G x 1
	18	■ 26 G x 1
	20	■ 27 G x 3/4

* Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Ab

Indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff)

SB (Short Bevel) – Kurzschliff




























ø x Länge [mm]	LB/ SB	Indikation *	PZN	Art.-Nr.
0,90 x 40	LB	i. v., für dickflüssige Lösungen, i. m.	2050798	4657519
0,80 x 40	LB	i. v., für große Mengen i. m., für wässrige Lösungen	2050806	4657527
0,70 x 30	LB	i. v., i. m.	2050812	4657624
0,60 x 30	LB	i. v., i. m. Kleinmengen	2050829	4657640
0,60 x 25	LB	i. v., i. m. Kleinmengen	2050835	4657667
0,55 x 25	LB	i. v., s. c., Handvene Pädiatrie	2050841	4657675
0,45 x 25	LB	i. v., s. c., Handvene Pädiatrie	2050858	4657683
0,40 x 20	LB	i. v., s. c.	2050864	4657705

messungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.

Sterican® Einmalkanülen

Sonderkanülenprogramm

Sterican® Einmalkanülen nach EN ISO 7864 und DIN 13097	Gauge x Länge ["]
	■ 26 G x 1/2
	■ 27 G x 1/2
	■ 30 G x 1/2
	■ 25 G x 5/8
	■ 19 G x 1 1/2
	■ 22 G x 1 1/2
	■ 19 G x 1 1/4
	■ 20 G x 1
	■ 21 G x 1
	■ 18 G x 1 1/2
	■ 19 G x 1 1/2
	■ 20 G x 2 3/4
	■ 21 G x 3 1/8
	■ 18 G x 2
	■ 19 G x 2
	■ 20 G x 2
	■ 21 G x 2
	■ 21 G x 4 3/4
	■ 23 G x 3 1/8
	■ 23 G x 2 3/8
	■ 14 G x 3 1/8
	■ 22 G x 2
	■ 27 G x 1
	■ 21 G x 7/8
	■ 18 G x 1 1/2

* Bei den genannten Indikationen handelt es sich lediglich um Empfehlungen aufgrund der jeweiligen Indikation.

** Siehe auch Seite 20/21 (Insulinspritzen)

ø x Länge [mm]	LB/ SB	Indikation *	PZN	Art.-Nr.
0,45 x 12	LB	Insulin **	2040676	4665457
0,40 x 12	LB	Insulin **	2499682	4665406
0,30 x 12	LB	Insulin **	1410036	4656300
0,50 x 16	LB	Heparin, Tuberkulin	3200691	4657853
1,10 x 40	LB	Blutentnahme	3033299	4657799
0,70 x 40	LB	Blutentnahme	7463192	4660021
1,10 x 30	LB	Blutentnahme	2057949	4665317
0,90 x 25	LB	Blutentnahme	7463246	4657500
0,80 x 25	LB	Blutentnahme	7463186	4657543
1,20 x 40	SB	Blutent., Varizenverödung	2057955	4665120
1,10 x 40	SB	Blutent., Varizenverödung	7516712	4665112
0,90 x 70	LB	Tief-intramuskulär	2057984	4665791
0,80 x 80	LB	Tief-intramuskulär	5466559	4665465
1,20 x 50	SB	Intramuskulär	7463223	4667123
1,10 x 50	LB	Intramuskulär	2057978	4665511
0,90 x 50	SB	Intramuskulär	7463217	4667093
0,80 x 50	LB	Intramuskulär	2057961	4665503
0,80 x 120	LB	Neuraltherapie	4291448	4665643
0,60 x 80	LB	Neuraltherapie	4291431	4665635
0,60 x 60	LB	Neuraltherapie	2359107	4665600
2,10 x 80	SB	Sonderindikationen	5466536	4665473
0,70 x 50	LB	Sonderindikationen	5466542	4650018
0,40 x 25	stumpf	Aufzieh- und Spülzwecke, Applikation von Pasten	8915992	9180117
0,80 x 22	stumpf	Aufzieh- und Spülzwecke, Applikation von Pasten	8915986	9180109
1,20 x 40	stumpf	Aufzieh- und Spülzwecke, Applikation von Pasten	6107638	4038088

Abmessungen. Die Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der einzelnen Größen liegt beim Anwender.





Sterican® Einmalkanülen





Für die Dental-Anästhesie

Sterican® Dentalkanülen
nach EN ISO 7864 und DIN 13097

- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
- Leichtere Identifikation durch farbcodierten Konus nach EN ISO 6009
- Dünnwand-Kanüle: Kanülenrohr aus nicht rostendem Chrom-Nickelstahl mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
- 3-fach Facettenschliff für schmerzarme Punktion mit indikationsbezogener Schlifflänge (Lang-/Kurzschliff)
- Latex-frei/PVC-frei
- Einzel steril verpackt, im Spenderkarton zu je 20 praktischen 5er-Kanülen-Blocks



Sterican® Dentalkanülen nach EN ISO 7864 und DIN 13097	Zusatz- abmess.	Gauge x Länge ["]
	17/42	■ 25 G x 1 1/2
	30/42	■ 27 G x 1 1/2
	17/23	■ 25 G x 1
	30/23	■ 27 G x 1

Sterican® Z Zylinderampullen-Kanülen nach EN ISO 7885 und EN ISO 9997	Gauge x Länge ["]
	■ 27 G x 1 5/8
	■ 27 G x 1
	■ 30 G x 1
	□ 30 G x 1/2

Sterican® Z

Zylinderampullen-Kanülen | Dental-Anästhesie

Sterican® Z Zylinderampullen-Kanülen
nach EN ISO 7885 und EN ISO 9997



ø x Länge [mm]	LB/ SB	Indikation	PZN	Art.-Nr.
0,50 x 40	LB	OK, UK, Leitungs-Anästhesie	2058009	9186166
0,40 x 40	LB	OK, UK, Leitungs-Anästhesie	2058021	9186182
0,50 x 25	LB	OK, Frontzahnbereich, Inf-A	2057990	9186158
0,40 x 25	LB	Nervenbereich-Anästhesie	2058015	9186174

ø x Länge [mm]	LB/ SB	Indikation	PZN	Art.-Nr.
0,40 x 42	LB	OK, UK, Leitungs-Anästhesie	2255690	9324526
0,40 x 25	LB	Inf-A, OK, Frontzahnbereich	2255709	9324518
0,30 x 25	LB	Inf-A, OK, Frontzahnbereich	2550319	9324500
0,30 x 12	LB	Intraligamentale Anästhesie	4471564	9324550