

Hydrofilm® Plus

Der Transparentverband mit dem Wundkissen

Charakteristik

Selbsthaftender, transparenter Wundverband mit gut saugender Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt; mit keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie, deren Transparenz eine Beobachtung der Wundumgebung sowie die Sekretaufnahme des Wundkissens ermöglicht; mit hypoallergenem Kleber, ohne Wundirritation zu entfernen.



Anwendung

Für die postoperative Wundversorgung leicht sezernierender Wunden, als Schutz vor Sekundärinfektionen, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen. IM = Innenmaß



Der wasserdichte Wundverband Hydrofilm Plus mit seiner transparenten, hauchdünnen Folie und seinem gut saugenden Wundkissen haftet zuverlässig und verfügt über besonders hautfreundliche Eigenschaften.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Hydrofilm® Plus steril, einzeln eingeschelt				
5x7,2 cm (IM 2,5x4 cm)	5 Stück	685 770	4605705	20
5x7,2 cm (IM 2,5x4 cm)	50 Stück	685 771	4605711	10
9x10 cm (IM 4x6 cm)	5 Stück	685 772	4609005	20
9x10 cm (IM 4x6 cm)	50 Stück	685 773	4609063	10
9x15 cm (IM 4x11 cm)	5 Stück	685 774	4609092	20
9x15 cm (IM 4x11 cm)	25 Stück	685 775	4609117	10
10x12 cm (IM 5x8 cm)	25 Stück	685 776	4609293	10
10x20 cm (IM 5x16 cm)	5 Stück	685 777	4609407	10
10x20 cm (IM 5x16 cm)	25 Stück	685 778	4610310	10
10x25 cm (IM 5x20 cm)	25 Stück	685 779	4609413	10
10x30 cm (IM 5x25 cm)	25 Stück	685 780	4610445	10