

Cosmopor® I.V.

Der zuverlässige Kanülenfixierverband mit hohem Patientenkomfort

Charakteristik

Selbstklebender Kanülenfixierverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen; zusätzliches, separates Polsterkissen als Schutz gegen Druckstellen durch die Venenverweilkanüle; hautfreundlich durch hypoallergenen, synthetischen Kautschuk-Kleber.



Anwendung

Zur sterilen Wundversorgung der Einstichstelle und gleichzeitiger Fixierung der Venenverweilkanüle.



Cosmopor I.V. ist ein selbsthaftender, steriler Kanülenfixierverband mit integriertem Wundkissen und einem zusätzlichen Polsterkissen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Cosmopor® I.V. steril, einzeln eingeschiegelt				
8x6 cm	50 Stück	900 805	1798968	8

Hydrofilm®

Der Transparentverband für sicheren Wundschutz

Charakteristik

Selbsthaftender Transparentverband aus keim- und wasserdichter, semipermeabler Polyurethan-Folie; mit hypoallergenem Kleber, ohne Wundirritation zu entfernen.



Anwendung

Als Schutz vor Sekundärinfektionen und vor mechanischen Irritationen bei trockenen, primär heilenden Wunden, bei fast abgeheilten Epithelwunden sowie bei Katheter- und Kanülenfixierungen; ideal zur Abdeckung von gelbildenden Calciumalginat-Kompressen, wie z. B. Sorbalgon.



Hydrofilm schützt die Wunde sicher vor Sekundärinfektionen und mechanischen Irritationen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Hydrofilm® steril, einzeln eingeschiegelt				
6x7 cm	10 Stück	685 755	4601274	20
6x7 cm	100 Stück	685 756	4601280	10
10x12,5 cm	10 Stück	685 757	4601297	20
10x12,5 cm	100 Stück	685 758	4601311	10
10x15 cm	10 Stück	685 759	4601328	10
10x15 cm	50 Stück	685 760	4601765	10
15x20 cm	10 Stück	685 761	4602457	10
15x20 cm	50 Stück	685 762	4602693	10
10x25 cm	25 Stück	685 763	4602776	10
12x25 cm	25 Stück	685 764	4602782	10
20x30 cm	10 Stück	685 765	6326323	10