



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	77.3897.070
Artikelbeschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe euroMatic® , 7.000 ml, gelb, eckig, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: transparent/schwarz, Material: PP, Öffnung: oval, Höhe: 390 mm, Automatikverschluss, Deckel (LxB): 164 x 164 mm, Verschluss: rot, 34 Stück/Karton
UN-Prüfnummer	ja

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Farbe Druck/Etikett	transparent/schwarz
Verschluss	Automatikverschluss
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.





Maße

Volumen max	7000 ml
Durchmesser des Bodens	132 mm x 132 mm
Durchmesser der Öffnung	110 mm x 60 mm
Höhe des Produktes	390 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	rot
Farbe des Tagesdeckels	rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	34
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	34
Stück pro Umkarton	34
Stück pro Palette	306
Volumen des Umkartons	0,156 cbm
Gewicht des Produktes	0,5228 kg
Gewicht des Umkartons	19 kg
EAN des Innenkartons	4038917409858
EAN des Umkartons	4038917409841

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieser Spezifikation ist vertraulich und Eigentum von Sarstedt. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

